

Algoritmo per la gestione della fototerapia

BILI:
in rapido aumento ($> 0,5$ mg/dl/ora)
oppure
 3 mg/dl $<$ la soglia di EXT
(dopo le 72 ore di vita)

No

Sì

Avviare FT singola

- Usare giudizio clinico per incoraggiare brevi pause (30') per l'allattamento e le cure
- Continuare con il sostegno all'allattamento al seno
- Non aggiungere liquidi integrativi
- Monitorare lo stato di idratazione

Avviare FT multipla continua

- Non sospendere al FT per l'alimentazione
- Monitorare lo stato di idratazione
- Valutare infusione liquidi e.v.
- Continuare il supporto all'allattamento

Controllare BILI:

- dopo 4-6 ore dall'inizio della FT
- ogni 6-12 ore se bilirubina stabile o in riduzione

Controllare BILI:

- dopo 4-6 ore dall'inizio della FT
- ogni 6-12 ore se bilirubina stabile o in riduzione

BILI stabile o in riduzione?

BILI stabile o in riduzione?

Sì

Sì

No

BILI 3 mg/dl sotto il limite per FT?

BILI 3 mg/dl sotto il limite per EXT?

Vedere box "accertamenti"

Sì

No

Sì

No

Stop FT
Controllare BILI per rebound dopo 12-18h

Vedere box "accertamenti"

Passare a FT singola

Continuare FT multipla e controllare bilirubina ogni 6-12 ore

Eseguire e documentare:

- esame clinico
- BILI
- Gruppo materno e neonato
- Test di Coombs diretto

Considerare:

- emocromo e striscio periferico
- G6PD
- esami per infezione